



# ENDOSCOPIE

# ENDOSCOPIE

La gamme endoscopie SICAH® a été développée afin de répondre au plus grand nombre de besoins des services endoscopie, trempage, transfert, stockage.

**Trempage** : SICAH® propose un large choix de bacs autoclavables ou non, accompagnés de solution, de chariots en Inox ou matériaux

composites permettant un trempage dans des conditions optimales.

**Transfert** : bacs spécifiques adaptés à plusieurs chariots en fonction des volumes et des distances.

**Stockage** : large choix d'armoires et de meubles fixes ou mobiles en résine pour un stockage vertical ou horizontal.

## SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT  
77860 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX  
Tel. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31  
Mail : [sicah2@wanadoo.fr](mailto:sicah2@wanadoo.fr)

## MEUBLES ENDOSCOPIQUES À STOCKAGE HORIZONTAL

- > Meubles en résine HPL\*
- > Stockage à plat des endoscopes
- > Réserve pour bacs sur coulisses sortie totale
  - > Bacs non-inclus
  - > Poignées Inox
  - > Roulettes double galets



## MEUBLES TIROIRS ENDOSCOPIQUES

- > Cadre HPL sur coulisses
- > Bacs de stockage D/455 x 660 x 90
- > Plusieurs coloris disponibles



Bacs de stockage N.02 524  
(non-inclus)



Autres capacités et dimensions  
disponibles, voir catalogue général.  
Existe en plusieurs coloris.

### MEUBLES ENDOSCOPIQUES STOCKAGE HORIZONTAL

Références	Capacités endoscopes	Dimensions	Roulettes
N.02 342	4	715 x 500 x 745	4
N.02 343	5	715 x 500 x 895	Ø 100 mm
N.02 344	6	715 x 500 x 1045	2 freins
N.02 345	7	715 x 500 x 1195	
N.02 346	8	715 x 500 x 1345	
N.02 348	10	715 x 500 x 1645 ou 1418 x 500 x 895	

### SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : [sicah2@wanadoo.fr](mailto:sicah2@wanadoo.fr)

# ARMOIRES SUPPORTS ENDOSCOPES

# SUPPORT ENDOSCOPES

- > Armoires en résine phénolique HPL\*
- > Structure 16 mm / fond 8 mm / portes 12 mm
  - > Décontaminables, imputrésissibles
  - > Supports endoscope inclus
- > Équipées de 4 pieds H 100 hauteur réglable
- > Résistent aux chocs, rayures, et produits de décontamination

Support  
décontaminable  
destiné à recevoir  
tous types de  
fibroscopes et  
gastroscopes.



Autres capacités et dimensions sur demande

## ARMOIRES SUPPORTS POUR ENDOSCOPES

Références	Capacités endoscopes	Dimensions	Roulettes <i>en option</i>
N.01 340	4	450 x 650 x 1940	N.01 907
N.01 341	8	900 x 650 x 1940	Ø 100 / 2 freins
N.01 285		Support endoscope	





## COLONNES POUR BACS ENDOSCOPES



- > Colonnes pour bacs endoscopes  
Bacs au choix (non-inclus) : N.02 524, N.02 525
- > Structure polyéthylène
- > 4 roulettes standards billes inox Ø 100 en option
- > Plateau de dépose résine HPL\* (uniquement pour le N.02 221)

### COLONNES POUR BACS ENDOSCOPES

Références	Nombre glissières	Dimensions	Roulettes en option
N.02 221	8	806 x 603 x 918	N.01 907
N.02 222	18	806 x 603 x 1724	Ø 100 / 2 trains

## BACS POUR ENDOSCOPES



- > Bacs en polycarbonate transparent ou polyéthylène opaque
  - > Couvercles à languette (qui facilitent l'ouverture et la fermeture)
- > Poignées facilitant la prise en main
- > Dimensions : int. 370 x 575 / ext. 455 x 660

### BACS POUR COLONNES ENDOSCOPES

Références Polycarbonate	Références Polyéthylène	Hauteurs	Capacités	Robinet de vidange en option
N.02 524 PC	N.02 524 PE	90 mm	19 L	} N.02 523
N.02 525 PC	N.02 525 PE	150 mm	32 L	
N.02 597 PC	N.02 597 PE	Couvercles		

\* Résine conforme à l'hygiène hospitalière



# BACS POUR ENDOSCOPES



N.02 516



N.02 542



N.02 508

- > Polypropylène, polycarbonate et ultem pour le trempage ou le transfert des endoscopes
- > Coloris : Blanc, translucide et brun autoclavable

Parfaitement adaptés au trempage et transfert des endoscopes.

Références polypropylène blanc	Références polycarbonate translucide	Références ultem brun	Dimensions bacs	Références couvercles	Dimensions couvercles	Types couvercles
N.02 507	N.02 516	N.02 542	530 x 325 x 100	N.02 522	530 x 325	Simple
N.02 508	N.02 517	N.02 543	530 x 325 x 150	N.02 522S	530 x 325	Hermétique
				N.02 546	530 x 325	Autoclavable Ultem

# CHARIOTS TRANSPORT BACS 325



> Structure Inox 18/10

> Tube 25 x 25

> Finition polissage électrolytique

bacs au choix (non-inclus) : N.02 507, N.02 516, N.02 542,  
N.02 508, N.02 517, N.02 543

### OPTION

(réf : N.02 213/TAB) :

Tablette Résine HPL  
(conforme à l'Hygiène  
Hospitalière)

- Dimensions : 570 x 390

- épaisseur : 6 mm

- Blanc/coeur noir

Références	bacs au choix	Dimensions bacs	Niveaux glissières	Roulettes	Dimensions hors tout
N.02 213/01	3	530 x 325 x 150	6	4	400 x 600 x 850
	6	530 x 325 x 100	Intercalés à 105 mm	Ø 75 mm 2 freins	
N.02 213/02	4	530 x 325 x 100	4	4	400 x 600 x 850
	4	530 x 325 x 150	Intercalés à 155 mm	Ø 75 mm 2 freins	
N.02 213/03	3	530 x 325 x 150	6	4	400 x 600 x 1205
	6	530 x 325 x 100	Intercalés à 155 mm	Ø 100 mm 2 freins	

### SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : [sicah2@wanadoo.fr](mailto:sicah2@wanadoo.fr)